

FUNCIONAMIENTO PROVISORIO DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION

El cuarto de autoclavado y esterilización del DBBE, Lab 71 solo podrá ser utilizado por el personal técnico del DBBE, Srta. Silvina Alfaro y CPAs designado/s por los institutos CONICET asociados al DBBE (IBBEA/INMIBO).

La Srta. Silvina Alfaro trabaja en el horario de 7:00 a 12:00

Para entregar material para autoclavar o lavar material por parte de Silvina Alfaro, los usuarios deberán dejar sus materiales en bandeja contenedora y claramente rotulados con una hoja en la que conste: nombre del Investigador/Docente, número de laboratorio, la fecha de entrega y el contenido de los frascos o elementos a esterilizar, así como la forma de esterilización requerida (autoclavado/tindalizado/estufa).

Los materiales deberán ser dejados sobre la mesada negra que se encuentra a la derecha de la puerta de acceso al laboratorio 72, en el espacio que queda entre la puerta de acceso al cuarto de Introducción a la Zoología la mampara negra.

El material lavado o esterilizado será colocado por la Sra. Silvina Alfaro en el espacio que queda entre la mampara y la puerta de acceso en la mesada que se encuentra junto a la puerta de acceso al laboratorio 72 dentro de su bandeja contenedora.

Como constancia de que el trabajo fue realizado, la Silvina Alfaro colocará su firma en la hoja con los datos de entrega.

Para que el material sea lavado o esterilizado en el día debe ser dejado antes de las 8:30 am.

Si el material debe ser procesado para el día siguiente deberán dejarlo luego de las 16:00 hs y deberá ser retirado antes de las 16:00 hs del día siguiente.

Cualquier material sucio o para esterilizar que entre las 12:00 y las 16:00 sea encontrado en el sector de entrega de material será retirado por la dirección y donado al DBBE.

Cualquier material que haya sido lavado y no haya sido retirado luego de las 16:00 hs. será retirado por la dirección y donado al DBBE.

En el horario de 7:00 a 12:00 el uso del cuarto de autoclaves es responsabilidad de la Srta. Silvina Alfaro. Luego de este horario los CPAs designados que hayan recibido las capacitaciones correspondientes podrán utilizar el servicio como se viene haciendo actualmente.

Condiciones *sine qua non* para utilizar el servicio:

Registrarse en el libro de actas que se encuentra en la mesada del laboratorio 71.

Silvina Alfaro solo lava material de docencia

Los responsables del material a esterilizar deben estar disponibles para consultas del personal a cargo de la esterilización.

Ante cualquier situación que genere dudas sobre el proceso de esterilización, el mismo deberá ser interrumpido.

El cuarto podrá ser utilizado por un usuario por vez, haciéndose responsable del correcto funcionamiento del mismo.